

NÚMERO: 096813

Solução: Ácido Nítrico 1% (V/V)
Código Produto: SQ30640
Data de Expedição: 08/2019
Densidade (20 °C): 1,0032 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F19G0642H
Validade: 12 meses
Matriz: Água

1 – Informações

Esta solução consiste de ácido nítrico (HNO₃) diluído na concentração de 1 % (V/V), preparada a partir de reagente com pureza P.A/ACS e água destilada. É destinada principalmente para uso em laboratórios como reagente em análises químicas e neutralizações diversas.

2 – Rastreabilidade

As vidrarias utilizadas para a preparação desta solução foram calibradas por laboratórios da Rede Brasileira de Calibração (RBC).

3 – Utilização

Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.
Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Usar óculos de segurança para manusear esta solução por ser corrosiva.
Manusear em local ventilado.
Nunca retornar para o frasco original restos de soluções já fracionadas.

4 – Características da Solução

Solução: límpida e sem cor
Densidade a 20°C: : 1,002 g/mL +/- 0,005 g/mL

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 08/2019

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado