

NÚMERO: 085040

Solução: Ácido Nítrico 25% (V/V)
Código Produto: SQ30665
Data de Expedição: 04/2018
Densidade (20 °C): 1,1194 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F18C0530D
Validade: 12 meses
Matriz: Água

1 – Informações

Esta solução consiste de ácido nítrico (HNO₃) diluído na concentração de 25 % (V/V), preparada a partir de reagente com pureza P.A/ACS e água destilada.

É destinada principalmente para uso em laboratórios como reagente em análises químicas e neutralizações diversas.

2 – Rastreabilidade

As vidrarias utilizadas para a preparação desta solução foram calibradas por laboratórios da Rede Brasileira de Calibração (RBC).

3 – Utilização

Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.

Usar óculos de segurança e luvas para manusear esta solução por ser altamente corrosiva

Manusear em local com exaustão.

Nunca retornar para o frasco original restos de soluções já fracionadas.

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

4 – Características da Solução

Solução límpida e sem cor.

Densidade: 1,121 +/- 0,005 g/mL a 20°C

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 - Aprovação

Data de aprovação: 04/2018

Elaborado por: Gislaíne Rodrigues da Cruz – Técnica Assistente – CRQ 04474649 – 4ª Região



Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

