

# SpecSol<sup>®</sup> Certificado de Análise

**NÚMERO: 081544**

**Produto:** Água Isenta de Nitrato  
**Código Produto:** SQ50600  
**Data de Expedição:** 11/2017  
**Fabricante:** Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

**Número de Lote:** F17J0474K  
**Validade:** 12 meses  
**Matriz:** Água

## 1 – Informações

Esta água de alta pureza foi produzida pela deionização de água destilada. É apropriada para aplicações de laboratório, principalmente análises químicas segundo a Farmacopéia Brasileira e Americana (USP).

## 2 – Rastreabilidade

Não aplicável

## 3 – Utilização

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).  
Não retornar para o frasco restos de solução transferida para outro recipiente.  
Armazenar em local fresco e arejado.

## 4 – Especificação

Resistividade: > 18 MΩ.cm  
pH a 20°C: Entre 5,5 a 7,0  
Teor de nitrato (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>): <0,2 ppm  
Densidade a 20°C: 0,9982 g/cm<sup>3</sup>

## 5 – Aprovação

Data de aprovação: 11/2017

Elaborado por: Gislaíne Rodrigues da Cruz – Técnica Assistente – CRQ 04474649 – 4ª Região



Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

