

NÚMERO: 091003

Solução: Álcool Isopropílico 70% (V/V)
Código Produto: SQ31230
Data de Expedição: 12/2018
Densidade (20 °C): 0,8785 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F18K0577L
Validade: 12 meses
Matriz: Água

1 – Informações

Esta solução foi preparada pela dissolução de álcool isopropílico (C₃H₇OH) de pureza PA/ACS em água destilada. É destinado principalmente ao uso como reagente de laboratório em análises químicas e pesquisas.

2 – Utilização

Manter o frasco sempre bem fechado em local fresco e ventilado.
Manter ao abrigo da luz.
Recomenda-se que esta solução seja armazenada em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Usar óculos de segurança ao manusear a solução.
Manter longe de calor, chama e fontes de ignição por ser inflamável.

3 – Características da solução

Solução: límpida e incolor
Densidade à 20°C: 0,875 g/mL +/- 0,005 g/mL

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

4 – Aprovação

Data de aprovação: 12/2018

Elaborado por: Gislaíne Rodrigues da Cruz – Técnica Assistente – CRQ 04474649 – 4ª Região



Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

