

NÚMERO: 063611

Solução: Amido indicador 0,5% (M/V)
Código Produto: SQ31280
Data de Expedição: 05/2015
Densidade (20 °C): 1,0001 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F15D0522E
Validade: 12 meses
Matriz: Água

1 – Informações

Esta solução foi preparada pela dissolução de amido solúvel e iodeto mercúrico (HgI_2) como preservante, ambos de pureza analítica, em água destilada. Destina-se principalmente ao uso como indicador em análises iodométricas.

2 – Rastreabilidade

Todas as vidrarias e balanças utilizadas para a preparação desta solução foram calibradas por laboratórios da Rede Brasileira de Calibração (RBC).

3 – Utilização

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.
Nunca retornar para o frasco original restos de soluções já fracionadas.

4 – Características da Solução

Solução: Solução incolor podendo ser ligeiramente turva.
Densidade a 20°C: 0,999 g/mL +/- 0,005 g/mL

5 – Aprovação

Data de aprovação: 05/2015

Elaborado por: Gislaine Rodrigues da Cruz – Técnica Assistente – CRQ 04474649 – 4ª Região



Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves – Responsável Técnico - CRQ 04428809 – 4ª Região

