

NÚMERO: 094835

Solução: Arsenito de Sódio 0,1M
Código Produto: SQ50890
Data de Expedição: 05/2019
Densidade (20 °C): 1,0268 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F19E0061E
Validade: 12 meses
Matriz: Água

1 – Informações

Esta solução foi preparada pela dissolução em água destilada, de trióxido de arsênio (As_2O_3) e hidróxido de sódio, tendo seu pH ajustado com ácido clorídrico e bicarbonato de sódio, conforme metodologia descrita na USP. É destinada para uso de laboratório em análises químicas e pesquisas.

2 – Rastreabilidade

As vidrarias e balanças utilizadas para a preparação desta solução foram calibradas por laboratórios da Rede Brasileira de Calibração (RBC).

3 – Utilização

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.
Usar óculos de segurança e luvas para manusear esta solução.
Nunca retornar para o frasco original restos de soluções já fracionadas.
Atenção! Produto altamente tóxico por conter arsênio.

4 – Características da Solução

Solução: límpida e de incolor a ligeiramente amarelada
Densidade a 20°C: 1,027 g/mL +/- 0,005 g/mL

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 05/2019

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região



Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

