

NÚMERO: 088202

Solução: Difenilamina Sulfonato de Bário 0,3% (M/V)
Código Produto: SQ32921
Data de Expedição: 08/2018
Densidade (20 °C): 0,9997 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F18H0160H
Validade: 12 meses
Matriz: Água

1 – Informações

Esta solução foi preparada pela dissolução do sal difenilamino sulfonato de bário ($C_{24}H_{20}BaN_2O_6S_2$) em água destilada para uma concentração de 3,0 g/L ou 0,3% (M/V). É destinada principalmente como solução indicadora para uso de laboratório em análises químicas e pesquisa.

2 – Rastreabilidade

Esta solução é rastreada gravimetricamente e volumetricamente a Rede Brasileira de Calibração (RBC).

3– Utilização

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.
Usar óculos de segurança para manusear esta solução.
Nunca retornar para o frasco original restos de soluções já fracionadas

4 – Características da solução

Solução: límpida e sem cor
Densidade a 20°C: 0,999 g/mL +/- 0,002 g/mL à 20°C

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 08/2018

Elaborado por: Gislaíne Rodrigues da Cruz – Técnica Assistente – CRQ 04474649 – 4ª Região



Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

