

NÚMERO: 074466

Solução: Sulfato de Cobre 10% (M/V)
Código Produto: SQ35710
Data de Expedição: 12/2016
Densidade (20 °C): 1,0961 g/mL

Número de Lote: F16K0447L
Validade: 12 meses
Matriz: Água

1 – Informações

Esta solução foi preparada a partir da dissolução do sulfato de cobre ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) de pureza PA/ACS em água destilada. É destinada principalmente para uso de laboratório em análises químicas e pesquisas.

2 – Rastreabilidade

Todas as vidrarias e balanças utilizadas para a preparação desta solução foram calibradas por laboratórios da Rede Brasileira de Calibração (RBC).

3 – Utilização

Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.
Usar óculos de segurança para manusear esta solução.
Nunca retornar para o frasco original restos de soluções já fracionadas.
Armazenar em temperatura ambiente (18°C a 25°C).

4 – Características da Solução

Solução: Límpida e de coloração azul.
Densidade (20°C): 1,096 g/mL +/- 0,010 g/mL

5 – Aprovação

Data de aprovação: 12/2016

Elaborado por: Gislaíne Rodrigues da Cruz – Técnica Assistente – CRQ 04474649 – 4ª Região



Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

