

NÚMERO: 151437

Produto: Água Isenta de Nitrato
Código Produto: SQ50600
Data de Expedição: 09/2024
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F24I0355I
Validade: 12 meses
Matriz: Água

1 – Informações

Esta água de alta pureza ou tipo I (> 18 MΩ.cm) foi produzida pela deionização de água destilada. É apropriada para aplicações de laboratório, principalmente análises químicas segundo a Farmacopéia Brasileira e Americana (USP).

2 – Rastreabilidade

Não aplicável

3 – Utilização

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Não retornar para o frasco restos de solução transferida para outro recipiente.
Armazenar em local fresco e arejado.

4 – Especificação

Resistividade: > 18 MΩ.cm
pH a 20°C: Entre 5,5 a 7,0
Teor de nitrato (NO₃⁻): <0,2 ppm
Densidade a 20°C: 0,9982 g/cm³



5 – Aprovação

Data de aprovação: 09/2024

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado