

NÚMERO: 145435

Solução: Bicarbonato de Sódio (Saturada)
Código Produto: SQ31510
Data de Expedição: 03/2024
Densidade (20 °C): 1,0643 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F24C0236C
Validade: 12 meses
Matriz: Água

1 – Informações

Esta solução foi preparada pela dissolução de bicarbonato de sódio (NaHCO_3) de pureza PA/ACS em água destilada até sua saturação. Esta solução é destinada como reagente de laboratório em análises químicas e pesquisa.

2 – Rastreabilidade

Todas as vidrarias e balanças utilizadas para a preparação desta solução foram calibradas por laboratórios da Rede Brasileira de Calibração (RBC).

3 – Utilização

Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.
Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Não retornar para o frasco restos de solução transferida para outro recipiente.

4 – Características da solução


Solução: Incolor com corpo de fundo para garantir a saturação.
Densidade a 20 °C : 1,066 g/mL +/- 0,010 g/mL

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 03/2024

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região



Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

