


NÚMERO: 160067

Reagente: Carbonato de Etileno (PA) > 99%
Código Produto: SD0586
Data de Expedição: 06/2025
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F25F0223F
Validade: 10 anos

1 – Informações

Este reagente consiste de Carbonato de Etileno (C₃H₄O₃), peso molecular 88,06 g/mol e CAS 96-49-1. Destina-se somente para uso como reagente de laboratório em análises químicas e pesquisas.



2 – Especificações

Requisitos	Especificação
Teor como Carbonato de Etileno (%) ¹	99,5 (mínimo)
Teor de água (%) ²	0,1 (máximo)
Cor do líquido super-resfriado (Pt-Co)	40 (máximo)
Aparência	De incolor a ligeiramente amarelo
Aparência solução aquosa 50%	Clara

- (1) Teor analisado por GC
(2) Teor de água analisado por Karl Fisher

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

3 – Aprovação

Data de aprovação: 06/2025

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região