

NÚMERO: 155324

Padrão: Condutividade 100 mS/cm
Código Produto: SQ32660
Data de Expedição: 02/2025
Densidade (20 °C): 1,0397 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F25A0509B
Validade: 12 meses
Matriz: Água

Valor Certificado: 100,0 mS/cm +/- 0,5 mS/cm a 25,0 °C +/- 0,2°C**1 – Informações**

Esta solução padrão de condutividade foi preparada a partir de cloreto de potássio (KCl) com pureza analítica, dissolvido em água Tipo I (>18 MΩ.cm) e deve ser utilizada para ajuste das constantes de células de Condutímetro. O coeficiente de variação da condutividade para esta solução em função da temperatura no intervalo de 0 a 50°C é de aproximadamente 1,8% por °C. Sua formulação e certificação esta baseada no NIST Special Publication 260-142 Primary Standards and Standards Reference Materials for Electrolytic Conductivity.

Correlação de temperatura versus condutividade para padrões de KCl em água

| Temperatura (°C) | Condutividade (mS/cm) | Temperatura (°C) | Condutividade (mS/cm) | Temperatura (°C) | Condutividade (mS/cm) |
|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 20 | 91,2 | 24 | 98,2 | 28 | 105,5 |
| 21 | 92,9 | 25 | 100,0 | 29 | 107,4 |
| 22 | 94,6 | 26 | 101,8 | 30 | 109,4 |
| 23 | 96,4 | 27 | 103,6 | 35 | 119,6 |

2 – Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: $U = (2 u_c)$

Onde u_c é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3ª Ed. INMETRO (2003) e incorpora as incertezas dos padrões utilizados na rastreabilidade. O valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas, associadas a fatores gravimétricos, volumétricos, pureza do sal e equipamento utilizado.

3 – Rastreabilidade

As grandezas de massa, volume e condutividade relacionadas com a calibração do condutímetro são rastreadas a Rede Brasileira de Calibração (RBC). A concentração de cloreto de potássio deste padrão de condutividade é rastreada ao SRM 999c NIST via titulação potenciométrica com AgNO₃ 0,1N.

4 – Utilização

Ajustar o coeficiente de variação de temperatura do equipamento para 1,8% por °C.
Termostatizar a solução padrão à 25°C por 20 minutos em recipiente de vidro e fechado ou verificar sua temperatura.
Lavar a célula com água destilada e rinsar com um pouco da solução padrão.
Mergulhar a célula na solução padrão e aguardar a estabilização da leitura.
Ajustar o valor da condutividade no botão de ajuste da constante de célula com base na temperatura medida e a condutividade descrita na tabela acima.
Quando o valor da constante estiver discrepante do valor fornecido pelo fabricante, efetuar a limpeza ou replatinização da célula.
Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 02/2025

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado

1/1