

NÚMERO: 152562

Solução: Gel Glicerinado para Ultrassonografia Industrial
Código Produto: SD0025
Data de Expedição: 01/2025
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F24J0457A
Validade: 12 meses
Matriz: Glicerina

1 – Informações

Este gel é constituído de uma solução aquosa de glicerina e polímero de amido modificado. Deve ser utilizado exclusivamente para aplicação industrial. Não deve ser utilizada para outras finalidades.

2 – Instruções de manuseio e armazenagem

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.

O frasco deverá ser mantido sempre bem fechado devido a higroscopicidade da Glicerina, que ao absorver água provoca alteração da viscosidade desta solução.

Não retornar para o frasco restos de solução transferida para outro recipiente ou utilizada.

Recomendável a utilização de óculos de segurança ao manusear o produto.

Em caso de contato com os olhos lavar com água em abundância.

Em caso de contato com a pele, lavar com água e sabão.

3 – Características da solução

Solução: De incolor a ligeiramente turva

Viscosidade a 25°C: 1100 a 1200 cps

4 – Aprovação

Data de aprovação: 01/2025

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região



Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

