

NÚMERO: 168636

Solução: Amido 1% (M/V)
Código Produto: SQ50730
Data de Expedição: 03/2026
Densidade (20 °C): 1,0029 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F26B0968C
Validade: 6 meses
Matriz: Água

1 – Informações

Esta solução foi preparada pela dissolução de amido de pureza analítica em água destilada, segundo Farmacopeia Brasileira e Americana. Destina-se principalmente para uso de laboratório em análise química e pesquisa. Sua concentração é de 10 g/L ou 1% (M/V).

2 – Rastreabilidade

Todas as vidrarias e balanças utilizadas para a preparação desta solução foram calibradas por laboratórios da Rede Brasileira de Calibração (RBC).

3 – Utilização

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.
Nunca retornar para o frasco original restos de soluções já fracionadas.

4 – Características da Solução

Solução: Solução incolor, de límpida a levemente turva
Densidade a 20°C: 1,002 g/mL +/- 0,005 g/mL

5 – Aprovação

Data de aprovação: 03/2026

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado