

NÚMERO: 154825

Solução: Tiocianato de Amônio 30% (M/V)
Código Produto: SQ36450
Data de Expedição: 01/2025
Densidade (20 °C): 1,0621 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F25A0010A
Validade: 12 meses
Matriz: Água

1 – Informações

Esta solução foi preparada pela dissolução do tiocianato de amônio (NH_4SCN) de pureza PA/ACS em água grau reagente. É destinada para uso de laboratório em pesquisa e análise. Sua concentração é de 300 g/L ou 30% (M/V).

2 – Rastreabilidade

As vidrarias e balanças utilizadas para a preparação desta solução foram calibradas por laboratórios da Rede Brasileira de Calibração (RBC).

3 – Utilização

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.
Usar óculos de segurança para manusear esta solução.
Nunca retornar para o frasco original restos de soluções já fracionadas

4 – Características da solução

Solução: límpida e de incolor a fracamente rosada
Densidade a 20°C: 1,060 g/mL +/- 0,005 g/mL

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 01/2025

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado